



# Определения содержания селективных гербицидов с-метолахлора и тербутилазина в масличных культурах на примере сои

Авторы: Н.А. Шилова  
Е.В. Колосова-Шить  
Т.П. Крымская






На современном этапе развития сельскохозяйственного производства ассортимент химических средств защиты растений постоянно изменяется. Список средств пополняется соединениями с новыми механизмами действия, которые эффективно используются для борьбы с вредителями и болезнями растений, с различными паразитами и сорняками.

Однако широкого применения пестицидов привело к ряду негативных последствий: накопление их остатков в почве, водоемах, возникновение устойчивых к пестицидам популяций вредных организмов, появление новых экономически значимых видов вредителей, губительное действие на представителей полезной флоры и фауны, потенциальная угроза здоровью человека, нарушение естественных биоценозов. В связи с этим, применение пестицидов требует особых мер безопасности и контроля остаточных количеств в объектах окружающей среды и в продуктах питания.

Для осуществления эффективного надзора за безопасным применением средств защиты растений необходимо наличие методов определения действующих веществ средств защиты растений тербутилазина и с-метолахлора, с чувствительностью не хуже чем на уровне половины предельно допустимых концентраций веществ в объектах окружающей среды и растительном материале.




## Тербутилазин

Тербутилазин является действующим веществом препарата «Лексус, СЭ», предназначенного для применения в качестве системного пестицида, гербицида. Содержание тербутилазина в препарате составляет 125 г/дм<sup>3</sup>.

Тербутилазин является селективным гербицидом системного действия, схожий по химическому строению с атразином (замен изопропилового радикала на трет-бутиловый). Также как атразин и симазин он относится к группе хлортриазинов.

Тербутилазин, абсорбируясь корнями и листьями сорных растений, перемещается ксилемой акропетально. Вещество ингибитирует транспорт электронов при фотосинтезе, что приводит к гибели сорняков.

## С-метолахлор



С-метолахлор является действующим веществом препарата «Лексус, СЭ», предназначенного для применения в качестве системного пестицида, гербицида. Содержание с-метолахлора в препарате составляет 375 г/дм<sup>3</sup>.

С-метолахлор широко используется в качестве гербицида, является производным анилина, относится к группе высокоэффективных хлорацетанилидных гербицидов.

С-метолахлор проявляет комплексный механизм действия: препаратом вызывается торможение биосинтеза липидов и жирных кислот, флавоноидов и протеина, что вызывает ингибирование серогидрилсодержащих биомолекул ацетилкофермента А.




Измерения выполняют при следующих режимных параметрах:

Газовый хроматограф «Agilent» с ТИД или аналогичный  
колонка капиллярная для газового хроматографа DB-5MS 30 м × 0,25 мм × 0,25 μм  
начальная температура термостата колонки 150 °C (2,5 мин)  
затем подъем температуры со скоростью 60 °C /мин до 280 °C (4,5 мин)  
подъем температуры со скоростью 100 °C/мин до 310 °C (1,0 мин)  
Температура детектора 325 °C  
Температура испарителя 280 °C  
Скорость газа-носителя (гелия) 2,5 см<sup>3</sup>/мин  
Скорость подачи воздуха 120 см<sup>3</sup>/мин  
Скорость подачи водорода 3 см<sup>3</sup>/мин  
Скорость поддувочного газа – гелия 7,5 см<sup>3</sup>/мин  
Объем вводимой пробы 2 мкл  
Режим ввода пробы без деления потока  
Линейный диапазон детектирования 0,2 – 10,0 нг

Методика основана на совместном определении тербутилазина и с-метолахлора методом ГЖХ с использованием ТИД, после экстракции из образцов воды, воздуха рабочей зоны, атмосферного воздуха органическим растворителем. Из образцов почвы и растительных материалов после экстракции ацетонитрилом и очистки экстрактов солями хлорида натрия и карбоната калия.

Идентификация веществ проводится по времени удерживания, а количественное определение - методом абсолютной калибровки.

Ориентированное время удерживания тербутилазина 4,45 мин, с-метолахлопра 4,9 мин. Время удерживания уточняют по стандартным растворам.



## Метрологические параметры методики определения тербутилазина в объектах окружающей среды и растительных материалах

Анализируемый объект	Метрологические параметры, Р = 0,95; n=5			
	Предел количественного обнаружения, мг/м <sup>3</sup> , мг/дм <sup>3</sup> , мг/кг	Диапазон определяемых концентраций, мг/м <sup>3</sup> , мг/дм <sup>3</sup> , мг/кг	Стандартное отклонение, S, %	Граница относительной погрешности *, ±ΔХ, %
Воздух рабочей зоны (при отборе 10 дм <sup>3</sup> воздуха)	0,01	0,01–0,5	1,4	2,9
Воздух атмосферы (при отборе 100 дм <sup>3</sup> воздуха)	0,001	0,001–0,05	3,4	6,3
Вода	0,001	0,001–0,05	5,1	9,3
Почва	0,01	0,01–0,5	4,7	9,3
Растительные материалы (зерно кукурузы)	0,01	0,01–0,5	6,1	12,0

\* граница относительной погрешности рассчитана по формуле для относительных методов в аналитической химии [2].

## Метрологические параметры методики определения с-метолахлора в объектах окружающей среды и растительных материалах

Анализируемый объект	Метрологические параметры, Р = 0,95; n=5			
	Предел количественного обнаружения, мг/м <sup>3</sup> , мг/дм <sup>3</sup> , мг/кг	Диапазон определяемых концентраций, мг/м <sup>3</sup> , мг/дм <sup>3</sup> , мг/кг	Стандартное отклонение, S, %	Граница относительной погрешности *, ±ΔХ, %
Воздух рабочей зоны (при отборе 10 дм <sup>3</sup> воздуха)	0,01	0,01–0,5	1,9	3,7
Воздух атмосферы (при отборе 100 дм <sup>3</sup> воздуха)	0,001	0,001–0,05	2,8	5,3
Вода	0,001	0,001–0,05	5,6	10,4
Почва	0,01	0,01–0,5	4,3	8,9
Растительные материалы (зерно кукурузы)	0,01	0,01–0,5	6,5	13,4

\* граница относительной погрешности рассчитана по формуле для относительных методов в аналитической химии [2].

Метод, приведенный выше, является высокочувствительным и одновременно малозатратным аналитическим методом идентификации и количественного определения содержания тербутилазина и с-метолахлора в объектах окружающей среды (воздухе рабочей зоны, воде, почве) и продукции растениеводства с использованием современного оборудования, с менее трудоемкой и более эффективной пробоподготовкой. Методика определения тербутилазина и с-метолахлора позволит контролировать их содержание в растительных объектах и объектах окружающей среды (воздух рабочей зоны, вода, почва) с высокой специфичностью, точностью и чувствительностью на уровне половины предельно допустимых концентраций.

Данная методика предназначена для использования лабораторной службой санитарно-эпидемиологического надзора Республики Беларусь в испытаниях на безопасность пестицидных препаратов по отношению к объектам окружающей среды и человека.



**Спасибо за  
внимание!**

**Авторы:** Н.А. Шилова  
Е.В. Колосова-Шить  
Т.П. Крымская

